



52086010	CORPO OTTURATORE PANORAMICA	1
51086036	DIAPHRAMMA PER PANORAMICA	1
51086012	PIASTRA FISSAGGIO DIAPHRAMMA	1
21001503	VITE STEI COPPA M4x6 UNI 5929-12K	2
21000507	VITE TC M3x8 UNI 6107-5S	4

N. PART	DENOMINAZIONE	MATERIALE	N. PEZZI
Materiale:		Scala 1:1	QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZE GRADO PRECISIONE MEDIO - UNI 5207 Gruppo
Finitura:		Data 10/03/92	
Trattamento termico:		Dis. Fiozi R.	
		Contr S/V	

ATA  
MODIFICHE  
**FIAD**  
TREZZANO S N - MILANO

LA FIAD SRL  
SI RISERVA  
TUTTI I  
DIRITTI  
A TERMINE  
DI LEGGE.

Denominazione  
**DIAFRAMMA  
PAM. 1x31 ASS.**

N. Disegno  
**61086035**